

ПАСПОРТ
Шкафы лабораторные ProfLab ШЛХ -800

Казань 2014 год.

1. НАЗНАЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ.

- 1.1 Шкафы лабораторные предназначены для применения в химических лабораториях, учебных учреждениях.
- 1.2 Шкафы лабораторные изготавливаются для эксплуатации при температуре окружающей среды от +10°C до +35°C и относительной влажности 80% при температуре +25°C.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ.

- 2.1 Шкафы лабораторные изготовлены в соответствии с требованиями ГОСТа 16371-93 «Мебель. Общие технические условия» п. 2.2.29, 2.2.30
- 2.2 Изделие сборно-разборной конструкции. Шкаф выполнен из металла. Шкаф имеет 4 полки и 2 распашные дверцы. Дверцы оснащены декоративными алюминиевыми ручками. Цвет шкафа – светло серый.

3 ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ:

Модель	Размеры (ШхГхВ) мм
ProfLab ШЛХ-800	800х450х1900

4 КОМПЛЕКТНОСТЬ ИЗДЕЛИЯ

ProfLab ШЛХ-800	Кол-во
Боковые стенки	2
Задняя стенка	1
Крыша	1
Полка	4
Дверца	2
Ручка	4

6 ПОДГОТОВКА К СБОРКЕ

- 6.1 После транспортирования в условиях отрицательных температур, перед распаковкой необходимо выдержать изделие в нормальных условиях не менее 2 часов.
- 6.2 Распаковать изделие и проверить целостность покрытия.
- 6.3 Проверить комплектность.
- 6.4 Осуществить сборку согласно инструкции.

7 ПРАВИЛА ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ И ХРАНЕНИЯ

- 7.1 Изделие в упаковке предприятия-изготовителя транспортируются транспортными средствами при температуре от -50°C до +50°C.
- 7.2 Хранение должно обеспечиваться в сухих складских помещениях, исключающих воздействие атмосферных осадков и агрессивных сред; воздух помещения не должен содержать примесей, вызывающих коррозию металла.

8 ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА:

- 8.1 Предприятие–изготовитель гарантирует работоспособность изделия при соблюдении всех требований, изложенных в паспорте.
- 8.2 Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев с момента продажи.
- 8.3 Гарантия недействительная в следующих случаях:
- 8.3.1 Неправильной эксплуатации, включая использования изделия не по назначению, или не в соответствии с паспортом.
- 8.3.2 При повреждении изделия в результате несчастного случая, затопления, пожара, и т.п.
- 8.3.3 Самостоятельное внесение Покупателем изменений в конструкцию мебели, дефекты вызванные механическим, химическим или термическим воздействием, естественный износ деталей и электрические комплектующие, гарантией не обеспечиваются.

8.3.4 Недостатки мебели или деталей, образовавшиеся вследствие нарушения порядка или технологии сборки (установки), не являются гарантийным случаем и устраняются за счет Покупателя.

8.4 Настоящая гарантия не ущемляет прав потребителей в рамках действующего законодательства РФ.

9 СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Шкаф лабораторный ProfLab ШЛХ-800

Подпись лиц, ответственных за приемку

М.П.

Инструкция по сборке шкафа лабораторного ProfLab ШЛХ-800

Комплектация

- | | |
|-------------------|---------|
| 1. Боковая стенка | - 2 шт. |
| 2. Крыша | - 1 шт. |
| 3. Задняя стенка | - 1 шт. |
| 4. Полка | - 5 шт. |
| 5. Дверца | - 2 шт. |
| 6. Ручка-рейлинг | - 2 шт. |

- 1) Закрепить крышу и нижнюю полку при помощи винтов М6 - 8 шт. к боковым стенкам шкафа.
- 2) Закрепить заднюю стенку при помощи винтов М6.
- 3) Закрепить 4 полки при помощи винтов М6 боковым стенкам шкафа.
- 6) Закрепить двери при помощи винтов М4, в местах крепления петель.
- 7) Установить ручки рейлинги при помощи винтов к дверям.

